

CRYOALFA SUPER

Super und Super C S. 5/5

Super

Art.Nr. CA-S

Liquid freezing Therapie



SUPER Gerät für "Liquid freezing" Behandlung für präzise Anwendung in alltäglichen dermatologischen Indikationen

5-8µ vergoldetes Gerät und Applikatoren

Kapseln mit eingebautem Ventil gefüllt mit sterilem Flüssig-N₂O Gas (Distickstoffoxyd, kryogenes Gas mit konstanter Temperatur von -89 °C / -127 °F) medizinische Qualität, 5µ-gefiltert

Der Standardapplikator ist austauschbar mit den Kontakt Applikatoren 3,5 + 7mm Kontaktfläche

Super C

Art.Nr. CA-S-C

Kontakt freezing Therapie



SUPER Kontakt Gerät für alle medizinisch-ästhetischen Indikationen vorzugsweise für die Behandlung in der Epidermis, z.B. Pigmentationen, Altersflecke, Haemangiome (Blutschwämmchen)

Alle Kontakt Applikatoren sind austauschbar mit dem Standard Flüssig-Applikator

Schutzkappe
Art.Nr. CAS-PCa



Applikator für die "Liquid freezing" Therapie mit Dosierer
Art.Nr.CAS-DST



für Kapselanschluss mit eingebautem Ventil



Art.Nr.CA-KV 8
Art.Nr.CA-KV 12
Art.Nr.CA-KV 16
Art.Nr.CA-KV 25

Verpackung



Super und Super Kontakt im Blisterpack



Super und Super Kontakt im Koffer verpackt mit 4 Kapseln



Kontaktfläche von 3mm Ø
Art.Nr. CAS-C3



Kontaktfläche von 5mm Ø
Art.Nr. CAS-C5



Kontaktfläche von 7mm Ø
Art.Nr. CAS-C7